

Inhalator przenośny, Medel Smart, 1 szt



Cena: 464,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NOVAMED SP.Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nowoczesny inhalator MEDEL SMART

W domu i w podróży, zawsze pod ręką

Inhalator Medel Smart, może towarzyszyć Tobie i Twojej rodzinie w podróży. Bateria po naładowaniu, będzie pracowała przez 45 minut, akumulator inhalatora można ładować używając takiego samego kabla, jakiego powszechnie używa się do ładowania telefonu komórkowego (smartfona), przez port Mikro USB. Inhalator ma wbudowane dwie diody, jeśli zapala się dioda w kolorze niebieskim bateria jest naładowana, dioda w kolorze czerwonym informuje o konieczności podłączenia ładowarki.

Lekki i poręczny

Zdziwisz się jak mały może być inhalator gdy weźmiesz do ręki MEDEL SMART.
Jego długość nie przekracza 10 cm - to tyle, co współczesne smartfony. A waży jedynie 200 g.

Do inhalatora Medel SMART dołączono bogaty zestaw akcesoriów

- nebulizator
- ustnik
- końcówka do nosa
- klasyczna maska pediatryczna
- klasyczna maska dla dorosłych
- filtry do inhalatora - 5 sztuk
- przewód powietrzny
- ładowarka USB i kabel Mikro USB
- wygodna i wodoodporna torba o bardzo eleganckim wyglądzie mieszcząca cały zestaw akcesoriów wraz z inhalatorem

Pracuje ciszej niż inne inhalatory

Medel SMART wyróżnia się nie tylko małymi wymiarami ale również, niezwykle cichą pracą - tylko 45 dBA. Dzięki wyciszeniu i mądrym

rozwiązaniom, inhalacja w podróży nie będzie uciążliwa dla pozostałych współpasażerów, współpracowników.
Wielkość cząsteczki - skuteczne leczenie górnych dróg oddechowych

4,12 μm (MMAD) inhalacja będzie skuteczna dla oskrzeli i płuc oraz dolegliwości z nimi związanymi. Cząsteczki wielkości między 2 a 5 μm będą najlepiej wchłaniały się w oskrzelach i oskrzelikach. Niezależnie od tego parametru, nawilżanie górnych dróg oddechowych przy użyciu roztworu soli fizjologicznej zawsze przyniesie ulgę i ułatwi oddychanie, dotyczy to osób w każdym wieku.
Idealny czas pracy

Inhalator Medel SMART jest urządzeniem, które po 30 minutach pracy, potrzebuje 30 minut odpoczynku. Po każdym użyciu, można podłączyć ładowarkę i pozostawić inhalator do ponownego pełnego naładowania.

Dane techniczne

MMAD wg. nowej normy EN13544-1 - 4,12 μm
Fracja respirabilna < 5 μm (FPF)% - 59,8%
Średni czas nebulizacji 2 ml leku - 8 minut
Tryb pracy - przerywany
Głośność - 45 dBA
Szybkość nebulizacji/podawania - 0,25 ml/min
Minimalna podawana objętość leku - 2 ml
Maksymalna podawana objętość leku - 6 ml
Waga urządzenia - 200 g
Wymiary - 4,5 cm x 5,3 cm x 9,8 cm
Gwarancja - 2 lata
Zasilanie - Akumulator

Dodatkowe informacje

Czas pracy na jednym ładowaniu 45 minut,
Medel SMART 30 minut pracy / 30 minut odpoczynku