

Endoform Natural 5*5cm z nac*1 szt



Cena: 54,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	KIKGEL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Endoform Natural 5*5cm z nac*1 szt

Endoform Natural – naturalna matryca skóry z kolagenem i makrocząsteczkami ECM

Endoform Natural jest naturalną macierzą pozakomórkową (ECM – extracellular matrix) otrzymaną z tkanek owczego przedżołądka. Ten zaawansowany wyrób medyczny stosowany w leczeniu ran jest czystym niezmodyfikowanym kolagenem. Dlatego też zawiera w swoim składzie naturalną strukturę biologiczną powiązanych makrocząsteczek wchodzących w skład macierzy pozakomórkowej ECM, takich jak elastyna, fibronektyna, glikozoaminoglikany oraz laminina.

Poprzez aplikację Endoform i obserwację ilości jego fragmentów podczas zmiany opatrunku, możemy wpływać na modulację proteaz w ranie celem skrócenia fazy zapalnej.

Po uwodnieniu przez wyсіk lub jałowy roztwór soli fizjologicznej produkt **Endoform Natural Dermal**

Template przekształca się w elastyczny płat, który z czasem naturalnie wbudowuje się w ranę.

Charakterystyka:

Endoform Natural to jedyna w swoim rodzaju macierz pozakomórkowa, przyspieszająca postęp procesu gojenia w fazie zapalnej poprzez:

- Określenie poziomu proteaz w ranie, co umożliwia optymalizację ilości materiału potrzebnego przy powtórnych zakładaniu opatrunku.
- Modulację szerokiego spektrum obecnych w ranie proteaz.
- Dostarczanie naturalnej, nieuszkodzonej struktury macierzy pozakomórkowej oraz potrzebnych do budowy nowej tkanki cząsteczek wtórnych.

Endoform Natural wspomaga gojenie ran we wszystkich fazach procesu:

- Tworzy naturalny, porowaty szkielet macierzy pozakomórkowej, umożliwiające szybką infiltrację komórek.
- Zawiera 148 istotnych w procesie gojenia cząsteczek wtórnych.
- Można stosować od pierwszego dnia procesu leczenia.

Ma znaczącą przewagę nad tradycyjnymi opatrunkami kolagenowymi i zachowuje wszystkie zalety:

- Wspomaga gojenie się ran ostrych i przewlekłych.
- Dostępny jako opatrunek kolagenowy.
- Powszechnie dostępny dla specjalistów zajmujących się leczeniem ran i pacjentów wymagających leczenia ran od pierwszego dnia.

Działanie:

Endoform zapewnia postęp gojenia rany we wszystkich czterech fazach:

- Hemostaza, stan zapalny, proliferacja, przebudowa.
- Wszystkie rany przechodzą przez poszczególne fazy gojenia.
- Rany przewlekłe zatrzymują się na fazie stanu zapalnego.

Jak Endoform wpływa na kolejne etapy gojenia?

- Działa hemostatycznie, **redukuje ilość proteaz**, ułatwia proliferację nowych komórek i buduje nową strukturę tkanki.
- Zawarty w Endoformie kolagen ECM i pozostałe elementy zapewniają benefity w każdej fazie gojenia rany.

Endoform zawiera wiele dodatkowych składników istotnych dla procesu gojenia rany.

Z czego składa się **Endoform**:

- 100% substytutu przestrzeni międzykomórkowej.
- Zawiera kolagen I i III oraz 148 wtórnych molekuł ważnych dla procesu gojenia.
- Zawiera tylko te składniki, które są pochodnymi naturalnego kolagenu.
- Nie zawiera chemicznie modyfikowanej celulozy.

Producent: AROA BIOSURGERY LTD. 2 Kingsford Smith Place, Airport Oaks, Auckland 2022, New Zealand

EC Rep.: S4M EUROPE 59, rue Castellion, 01100 Oyonnax – France