

Prontosan C aer. 75 ml



Cena: 37,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	75 ml
Postać	aer.
Producent	AESCULAP CHIFA SP.Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Prontosan to preparat do czyszczenia, spłukiwania i nawilżania powierzchniowych ran.

Aerazol przyspiesza gojenie dzięki optymalnemu oczyszczeniu rany. Redukuje w ten sposób powstawanie blizn, nieprzyjemnego zapachu. Zapobiega zakażeniom rany, powstawaniu błony bakteryjnej. Chroni przed drobnoustrojami odpornymi na antybiotyki. Do zwilżania opatrunków na rany i podczas zmiany opatrunku do rozpuszczania opatrunków pokrytych strupem. Zmniejsza ból. Nie powoduje bólu podczas stosowania. Nie podrażnia. Produkt dobrze tolerowany. Nie hamuje ziarninowania i naskórkowania. Nie budzi zastrzeżeń pod względem dermatologicznym. Dobra tolerancja materiałów specjalnych i materiałów, z których są wykonane cewniki.

Skład:

woda oczyszczona, powierzchniowo czynna betaina, 0,1% polyaminopropylu biguanidyny (poliheksanidyna)

Stosowanie:

Aerazol w celu oczyszczenia i spłukania nanieść na całą powierzchnię rany i jej otoczenie. Zmniejsza to ryzyko zakażenia i stwarza optymalne warunki dla procesu gojenia. Następnie przykryć ranę plastrem lub opatrunkiem. Sklejone lub pokryte strupem opatrunki można zwilżyć aerozolem, aby opatrunek odszedł od rany a ból nie był odczuwalny podczas zdejmowania opatrunku.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować bez przerwy dłużej niż 30 dni.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.