


# Flocare, zest.d/pompy Floc.800,uniw,końc.ENLock,569883, 1 szt



Cena: 25,52 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### FLOCARE Zestaw do worków do zastosowania z pompą Flocare® 800

Flocare® zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit ze złączem przejściowym TRANSITION służy do połączenia worka/opakowania z dietą ze zgłębnikiem.

Umożliwia żywienie pacjenta za pomocą pompy Flocare® 800.

### Zestawy żywieniowe do podaży są wyposażone w złącza przejściowe TRANSITION:

1. Na końcu dalszym zestawu w miejscu łączenia zestawu ze zgłębnikiem
2. W porcie medycznym do podawania leków / płukania zgłębnika.


Złącza przejściowe TRANSITION umożliwiają:

- podłączenie zestawu ENFit do zgłębnika ze złączem ENLock
- podłączenie strzykawki LUER i ENLock do portu medycznego zestawu

W przypadku użycia zestawu ze złączem przejściowym TRANSITION **do zgłębnika ze złączem ENFit** należy odkręcić białe złącze przejściowe zakończenia zestawu i połączyć odpowiadające sobie złącza ENFit zestawu i zgłębnika.

W przypadku użycia strzykawki enteralnej ENFit do portu medycznego zestawu ze złączem przejściowym TRANSITION należy odkręcić

białe złącze przejściowe portu i połączyć odpowiadające sobie złącza ENFit strzykawki i portu medycznego.



## Części składowe

- A. Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
- B. Komora kroplowa
- C. Silikonowy łącznik do pompy Flocare 800®
- D. Zacisk rolkowy
- E. Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION. Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu
- F. Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit
- G. Złącze przejściowe (męskie) TRANSITION typu ENLock
- H. Nasadki ochronne