

## Grip Stop, spray do nosa, 20 ml

Cena: 34,70 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml
Postać	spray d/nosa
Producent	VITAMED
Substancja czynna	-

### Opis produktu

Grip Stop to innowacyjny preparat udrażniający przewody nosowe, nieobkurczający naczyń krwionośnych śluzówki. Nawilża błonę śluzową nosa i rozrzedza wydzielinę. Przeznaczony do stosowania w utrudnionym oddychaniu przez nos, dla dzieci i dorosłych.

#### Dlaczego warto stosować Grip Stop?

- Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo
- Wykazuje właściwości miejscowo immunostymulujące i regenerujące błonę śluzową nosa
- Skutecznie udrażnia przewody nosowe i poprawia komfort oddychania
- Nie obkurcza naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa
- Nie wysusza śluzówki i nie podrażnia nosa
- Dobrze tolerowany zarówno w terapii krótko- jak i długookresowej
- Innowacyjny skład o wysokim profilu bezpieczeństwa
- Odpowiedni dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią

#### Kiedy zalecane jest stosowanie preparatu Grip Stop?

- W utrudnionym oddychaniu przez nos, w celu odblokowania przewodów nosowych i poprawy komfortu oddychania
- W profilaktyce i terapii niedrożności przewodów nosowych na tle nieżytów nosa, przewlekłego zapalenia zatok i górnych dróg oddechowych, obrzęku błony śluzowej nosogardzieli, zalegającej wydzieliny, zniekształceń przewodów nosowych oraz stanów zapalnych i przerostu migdałków
- Rekomendowany w alergicznym i niealergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.

#### Opakowanie:

**Krople:** butelka o pojemności 15 ml.

**Spray:** butelka o pojemności 20 ml.

**Skład:**

**Krople:** Laktoferyna, karboksymetylo-beta-glukan, D-pantenol, sól potasowa kwasu glicyryzynowego, hydroksypropylometyloceluloza, chlorobutanol, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sól sodowa EDTA, Polisorbat 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy pH 7,0.

**Spray:** Laktoferyna, karboksymetylo-beta-glukan, D-pantenol, sól potasowa kwasu glicyryzynowego, chlorobutanol, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sól sodowa EDTA, Polisorbat 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy pH 7,0.

**Sposób użycia:**

**Krople:** Zakraplać po 2 krople do każdego otworu nosowego, 3–4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

**Spray:** Usunąć nasadkę ochronną, umieścić kciuk na podstawie pojemnika, a palce wskazujący i środkowy na skrzydełkach dozownika i przycisnąć do dołu. Następnie zwolnić nacisk. Czynność należy powtarzać aż do uzyskania pierwszego rozpylenia. Głowę pochylić lekko do przodu, wykonać powolny wydech, a następnie zaaplikować preparat do odpowiedniego otworu nosowego. Wykonać wdech, jednocześnie zatykając palcem drugiej ręki otwór nosowy, do którego nie jest podawany preparat. Stosować 2 dawki (2 rozpylenia) 2 razy dziennie.

**Środki ostrożności:**

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Po zastosowaniu należy dokładnie zamknąć pojemnik.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Nie wstrzykiwać.
- Nie połykać.
- Nie zanieczyszczać środowiska naturalnego użytym opakowaniem.

**Działania niepożądane:**

Nie stwierdzono.