

Srebro Koloidalne AG10, płyn, 500 ml



Cena: 52,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	500 ml
Postać	-
Producent	NELFARMA SP. Z O.O
Substancja czynna	-

Opis produktu

SREBRO KOLOIDALNE AG10

SREBRNE WSPARCIE W BAKTERYJNYCH, WIRUSOWYCH I GRZYBICZYCH INFEKCJACH JAMY USTNEJ

Wyrób medyczny, płyn do płukania jamy ustnej, przeznaczony do stosowania w łagodzeniu przebiegu i wspomagająco w trakcie bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcji jamy ustnej. Wyrób przeznaczony do terapii uzupełniającej, nie zastępuje leczenia środkami farmakologicznymi.

Sposób użycia:

Przed pierwszym zastosowaniem, należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w instrukcji znajdującej się na opakowaniu produktu. Wyrób medyczny stosować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi przez wytwórcę w instrukcji umieszczonej na opakowaniu.

Nakrętkę z podziałką należy uzupełnić płynem do górnej kreski. Następnie dokładnie płukać jamę ustną około 20 sekund, równomiernie rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Po zastosowaniu wypluć płyn i nie należy przez około 20 minut jeść, pić ani szczotkować zębów. Wyrób należy stosować 3 razy dziennie. Po zastosowaniu możliwe jest utrzymywanie się w ustach metalicznego posmaku.

Do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie dłużej niż 7 dni. W razie konieczności dłuższego użycia oraz w przypadku zaostrzenia objawów chorobowych lub braku poprawy stanu zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem

Skład: woda dejonizowana, srebro koloidalne

Wyrób zawiera do 10 ppm srebra

Objętość netto: 500 ml