

## Unimer pediatric isotonic 100ml



Cena: 23,77 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	-
Producent	LAB.DIEPHARMEX
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Spray Unimer Pediatric Isotonic** to roztwór oczyszczonej wody morskiej o kontrolowanym składzie mikrobiologicznym przeznaczony dla dzieci od pierwszych dni życia. Ułatwia dbanie o higienę jamy nosowej i oczyszczanie błon śluzowych dzieci niepotrafiących samodzielnie wydymać nosa.

**Unimer Pediatric Isotonic** stosuje się:

- w celu zapewnienia higieny nosa;
- w celu zapobiegania infekcjom nosa i gardła;
- w celu usunięcia śluzu i odetkania nosa w przypadku kataru;
- w celu zapewnienia ochrony błon śluzowych nosa wystawionych na działanie zimna, zanieczyszczonego powietrza, kurzu, pyłków roślin, itp.

**Unimer Pediatric** zapewnia równomierne i łagodne rozpylenie produktu na całej powierzchni błon śluzowych nosa i posiada właściwości zmniejszające przekrwienie.

Posiada końcówkę z zabezpieczeniem dla noworodków!

#### Skład:

Skład na 100 ml: woda morska 30%, woda oczyszczona 70%, obojętny gaz: azot.  
(stężenie NaCl 9g/L)

#### Dawkowanie:

1 do 2 rozpyleń do każdego otworu nosa, 2 do 6 razy dziennie.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.